

攜帶式酸鹼度計



pH 測試範圍	0.00 ~ 14.00 pH
ORP 測試範圍	± 1999mV
溫度補償範圍	0.0~100°C/ 手動補償
解析度	0.01pH / 1 mV
精密度	± 0.01pH ± 1digit / ± 1mV ± 1digit
絕對零電位調整	7.00 pH
零電位補償	± 60mV 於 pH7.00
斜率電位補償	±30% 於 pH4.00或10.00
輸入阻抗	大於10 ¹² Ω
顯示幕	LCD液晶顯示
電極輸入端規格	BNC規格
電源供給	DC9V(1604A)方形電池
外觀尺寸	195×95×34.5mm
主體重量	220g

標準配備

- 電極1支
- 調整用小起子1支，9V電池1只
- 精緻包裝紙盒內置泡棉
- 標準液7.00/4.00蒸餾水各1瓶30cc
- 中文操作說明書1份